

TABLIER FLEXINOX (EPI de catégorie II)



DOMAINE D'APPLICATION

Le tablier FLEXINOX est porté lors de l'utilisation d'un couteau à main ou d'outils coupants similaires, notamment pour le désossage ou la découpe de viandes ou de poissons. Il ne doit pas être utilisé pour protéger contre les risques engendrés par des machines en mouvement.

MATIÈRE : Plaquettes 100% inox détectable

CARACTÉRISTIQUES

La partie haute du tablier est équipée de quatre points de fixation (double platine).

Grâce à son système d'assemblage exclusif et breveté, le tablier FLEXINOX est réversible.

Possibilité d'ajouter un sur-tablier ou une housse pour un maximum d'hygiène et une facilité de nettoyage.



NORMES ET DIRECTIVES

Le tablier Flexinox est conforme au règlement (UE) **EPI 2016/425** (2016).

EN ISO13998 (2003) **niveau 2** de performance : adapté pour les opérations de désossage.

Organisme notifié ayant effectué la certification :

N° 0299 : Fachbereich – PersönlicheSchutztausrüstung Prüflabor II – Lortzingstrasse 2 – D – 55127 Mainz



CONDITIONS DE NETTOYAGE

Le nettoyage se fait par brossage vigoureux ou par jets sous pression à l'eau chaude (50°C) savonneuse ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Rincer à l'eau - température minimum de 82°C.

Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage ou le rinçage.

Pour la désinfection, utiliser seulement des produits autorisés par les services vétérinaires. L'utilisation de chlore à forte dose est déconseillée.

Stocker le tablier, après nettoyage, dans un endroit sec et aéré.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Largeur x hauteur (cm)	Référence	Poids (grammes)	Stature (cm)	Tour de taille /poitrine (cm)
40 x 67	OXFL170.11.040X067	1100 g	< 158	< 88
45 x 72	OXFL170.11.045X072	1300 g	< 170	< 100
55 x 70	OXFL170.12.055X070	1 450 g	< 166	< 120
55 x 80	OXFL170.13.055X080	1 650 g	< 188	< 120

N° intrastat : 73239390

Bien plus que la sécurité
More than just safety